

Media Fill

A OXOID oferece meios de cultura ideais para o teste de validação de processo Media Fill.

Além do Caldo Soja-Triptona (TSB) comum (CM129B), a OXOID possui o TSB gama-irradiado e o TSB filtrável a frio.

Gamma Irradiated Tryptone Soya Broth (CM1016B)

Recebe um tratamento com radiação gama, em dose ≥ 25 kGy.

- Livre de bactérias (**inclusive micoplasmas**), esporos e fungos
- Esterilização certificada
- Não necessita esterilização por autoclave
- Não necessita validação da esterilidade do meio

Cold Filterable Tryptone Soya Broth (CM1065B)

É filtrável a frio. Também recebe tratamento com radiação gama, em dose ≥ 25 kGy.

- Não entope e não bloqueia os filtros no processo de esterilização do meio para Media Fill
- Não necessita aquecimento prévio de água
- Meio de fácil dissolução
- Livre de bactérias (**inclusive micoplasmas**), esporos e fungos
- Livre de micoplasmas
- Esterilização certificada
- Não necessita esterilização por autoclave
- Não necessita validação da esterilidade do meio