

Sanicult™ Transport Swabs

R723140 – 100 tubos

Amostras de superfícies são coletadas para obter um perfil microbiológico do local. Um programa de controle do nível microbiológico é essencial para minimizar a presença de microrganismos contaminantes e avaliar a eficiência dos processos de limpeza e desinfecção.

Sanicult™ é ideal para amostragem de superfícies de difícil acesso, líquidos viscosos, semi-sólidos e pós. Cada teste é esterilizado por radiação gama e embalado individualmente, sendo composto por um tubo de tampa de rosca contendo diluente estéril com um swab fixado na tampa. **Sanicult™** pode ser utilizado em procedimentos qualitativos ou quantitativos.